实验时间: 2025 年 3 月 6 日 18:00 - 2025 年 3 月 6 日 20:00

细胞传代、换液

一、实验目的

- **1.1** 对 **T24** 细胞株及中度耐药、高度耐药 **T24-RC48** 细胞株进行传代,以维持细胞的持续生长和营养供应。
- 1.2 对低度耐药 T24-RC48 细胞株进行换液,以去除代谢产物并补充新鲜培养基。

二、材料与试剂

2.1 材料

枪头、15ml 离心管均购自 Axygen 公司

吸管购自国产公司

移液器: Eppendorf

T25 培养瓶购自 Corning 公司

人膀胱移行细胞癌细胞株(T24)

低,中,高耐药细胞株 T24-RC48

2.2 试剂

PBS、胰酶均购自美国 Gibco 公司

McCoy's5A 培养基来自上海源培生物科技股份有限公司

胎牛血清 (FBS, Gibco 公司)

三、实验仪器

超净台: 苏州净化设备厂

台式常温低速离心机: Eppendorf 公司

四、实验步骤

- **4.1** 用酒精棉擦拭超净工作台台面,整理实验用具,将所需试剂耗材放入超净台中,开启紫外灯,紫外线消毒 **30** 分钟。
- **4.2** 酒精消毒双手,点燃酒精灯,镊子取刻度移液管,酒精灯外焰灼烧各试剂瓶盖、瓶口, 打开 PBS,McCoy's5A 培养基,并将加了血清及双抗的细胞培养液并放到适当位置。
- 4.3 从 37℃恒温箱中取出内有 T24 及 T24-RC48 细胞株的细胞培养瓶,在显微镜下观察细

实验时间: 2025 年 3 月 6 日 18:00 - 2025 年 3 月 6 日 20:00

胞培养情况:大量细胞贴壁生长。

- 4.4 将细胞培养瓶口在酒精灯火焰上灼烧一下,将里面的培养基倒入废液缸内。
- **4.5** 用刻度移液管移取 PBS 约 4ml 加入培养瓶,平置培养瓶,前后缓慢摇晃培养瓶,冲洗去细胞碎片和残余培养基,清洗液倒入废液缸。重复该步骤两次。
- 4.6 用刻度移液管移取 5ml 完全培养基加入含低度耐药 T24-RC48 细胞株的培养瓶。
- **4.7** 用新的刻度移液管吸取胰酶加入培养瓶(每瓶 1ml),放入 37℃恒温箱消化 2min,取出,显微镜下观察:细胞形态变小,皱缩,还未消化完。放入 37℃恒温箱继续消化 30s,取出观察:细胞呈流沙状,在显微镜下观察可见细胞间网状连接消失,圆球状细胞悬浮在培养液中,但没有大漂浮。
- **4.8** 用刻度移液管向培养瓶内加入 2 倍胰酶体积(2ml)的完全全培养液,终止胰酶的消化,再用刻度移液管反复吹打瓶壁细胞,吹打约 30 次后,将培养液转移至 15ml 离心管中,做好标记,放入离心机中配平后离心(800rpm/min,5min)。
- 4.9 离心过程中,用新的移液管在三个细胞培养瓶中各加两管完全培养液(3ml/瓶)。
- **4.10** 取出离心管,倒掉上清液,用刻度移液管往离心管中加入约 6ml 全培养液,吹打均匀之后,用刻度移液管将培养液均分至三个细胞培养瓶中,上下、左右各晃动两下使细胞均匀分布。
- 4.11 在细胞培养瓶上标记日期和细胞种类。
- 4.12 整理超净台,用酒精棉球擦拭。

五、实验操作照片:




图 1 肉眼观察消化后细胞

实验时间: __2025 年 3 月 6 日 18:00 - _ 2025 年 3 月 6 日 20:00



图 2 使用 PBS 洗去残余培养基

六、实验结果

6.1 T24 细胞株及中度耐药、高度耐药 T24-RC48 细胞株各获得三个传代细胞的培养瓶。第二天显微镜下观察:细胞均已贴壁,但形态略显扭曲,伴有轻微拉丝现象。

6.2 低度耐药 T24-RC48 细胞株换液后形态保持良好。




图 3 相差显微镜下消化后的细胞




图 4 换液后低度耐药 T24-RC48 细胞株状态

实验时间: 2025 年 3 月 6 日 18:00 - 2025 年 3 月 6 日 20:00




图 5 传代细胞过夜后在倒置相差显微镜下的生长状态

七、结果分析

T24 细胞株及中度耐药、高度耐药 T24-RC48 细胞株第二天形态略显扭曲,伴有轻微拉丝现象,而低度耐药 T24-RC48 细胞株换液后形态较好。原因可能是 T24 细胞株及中度耐药、高度耐药 T24-RC48 细胞株在复苏后第一天还没有稳定,却因为密度过高而被迫传代,导致状态不佳。而低度耐药 T24-RC48 细胞株获得了更久的稳定生长的时间,因而形态饱满,状态良好。